

MASCARILLA RESORTADA 3 CAPAS



PRODUCTO	MASCARILLA RESORTADA 3 CAPAS
MARCA	LATEXPORT

COMPOSICIÓN

Polipropileno con elástico en tejido algodón- lycra

TALLAS

ÚNICA

COLOR



VIDA ÚTIL

5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO

- Diseñada usando materiales livianos para facilitar la respiración y proveer más comodidad y frescura.
- La mascarilla cuenta con 3 capas que ayudan a proteger el riesgo de la exposición a partículas suspendidas en el aire.
- Minimiza la retención del calor de la respiración y reduce la posibilidad de irritación de la piel.
- Posee una pieza nasal recubierta la cual se ajusta perfectamente al arco nasal para prevenir un posible efecto de escape o penetración de contaminación.
- Preparación, proceso y servicio de alimentos.
- Labores médicas, trabajos en laboratorio.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO

LARGO DE LA MASCARILLA (mm)	PLIEGUES	TAMAÑO DEL ELÁSTICO (mm)	ANCHO (mm)	LONGITUD DEL ALAMBRE (mm)
178 +/-182	3	160 +/- 10	91 +/- 1	100 +/- 110

COMPOSICIÓN DE LA MASCARILLA	
Capa externa	Polipropileno azul 15 gr.
Capa media	Filtro blanco de 20 gr.
Capa interna	Polipropileno blanco 25 gr.
Alambre	Recubierto plástico cal.24
Elástico	Tejido algodón-lycra

PRESENTACIÓN COMERCIAL

TALLA	EMPAQUE	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MÁSTER	EAN 13	EAN 14
ÚNICA	GRANEL	50 unds x display	84 display x caja 3000 unds	7707173039365	27707173039369
	INDIVIDUAL	50 unds x display	60 display x caja 3000 unds	7707173039853	27707173039857

DIMENSIONES DE LA CAJA MÁSTER

- Alto: 54 cm
- Ancho: 39 cm
- Largo: 61 cm

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre 10 y 40°C.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

- Reemplazar el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- Uso personal.
- En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- La mascarilla no debe ser sometida a procesos de altas temperaturas, ya que al ser un material termoplástico puede emitir vapores cuando se expone a estos procesos.
- Lavar las manos antes y después de utilizarlo.
- Se deben considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos.